

# Der <sup>neue</sup> mediPlogs<sup>+</sup>



## Neues Design – verbesserte Qualität!

130.000 Kilometer tragen uns unsere Füße durchs Leben und damit fast dreimal um die Erdkugel. 2.500 Tonnen stemmen sie pro Tag – und das durchschnittlich 78 Jahre lang. Mit 26 Knochen, 30 Gelenken, 60 Muskeln, 100 Bändern und 200 Sehnen sind sie ein wahres Meisterwerk des menschlichen Körpers. Sie sind beeindruckt? Wir auch! medimex steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von OP-Schuhen höchster Qualität.



Die Orthopädische Einlegesohle unterstützt Ihren Stand.



Das spezielle Lüftungssystem sorgt für frische Füße.



Das gute Sohlenprofil sorgt für sicheren Stand.



Das Stecksystem verbindet Sohle und Schuh bei der Aufbereitung.

## mediPlogs<sup>+</sup>: Das Plus an Gesundheit

Immer in Balance dank orthopädischer Einlegesohle

- die ergonomische Form der Einlegesohle und ihre textile, antibakterielle Oberfläche bieten besonderen Halt
- die Einlegesohle unterstützt das Quergewölbe, sorgt dafür, dass der Fuß nicht nach vorne rutscht und regt die Greiffunktion der Zehen an
- der ausgeformte Rand der Einlegesohle zentriert den Fuß und hält ihn in der richtigen Position

Klimatisiert durch spezielles Lüftungssystem

- sorgt für angenehmes Fußklima
- die Ausprägungen der seitlichen Lüftungslöcher verhindern weitgehend das Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh

Das Plus an Sicherheit & Service

- der spezielle Aufbau von Absatz, Spitze und dem abgerundeten Rand der Laufsohle reduziert die Stolpergefahr und stabilisiert den Gang
- das Stecksystem sichert die Einlegesohle im Schuh und dient während der Aufbereitung zur Befestigung an der Außenseite des Schuhs – kein Suchen, kein Sortieren

Washbar bis 60°C

- mediPlogs<sup>+</sup> sind bis 60°C waschbar und können mit allen für die Maschine empfohlenen Desinfektionsmitteln gereinigt werden

Aus antistatischem PU

- FCKW-frei geschäumt
- bietet Sicherheit und schont die Umwelt

Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen

- Entspricht den Anforderungen der harmonisierten Norm EN ISO 20347:2022 und EN ISO 20347:2022/A1:2024
- Schutzklasse der PSA: OB A E
- Risikokategorie der PSA: II

Beschriftungsservice für mediPlogs<sup>+</sup> mit Fersenriemen

- der mediPlogs<sup>+</sup> mit Fersenriemen kann auf Anfrage mit Ihrem Namens- oder Abteilungskürzel beschriftet werden

Bezeichnung	Farbe	Größe	Paar/VE	Art.-Nr. ohne Fersenriemen*	Art.-Nr. mit Fersenriemen*	Art.-Nr.*
mediPlogs <sup>+</sup> OP-Schuh	grün	36 – 47	1	8M1374 __	8M1384 __	
mediPlogs <sup>+</sup> OP-Schuh	blau	36 – 47	1	8M1375 __	8M1385 __	
mediPlogs <sup>+</sup> OP-Schuh	fuchsia	36 – 47	1	8M1376 __	8M1386 __	
mediPlogs <sup>+</sup> OP-Schuh	hellblau	36 – 47	1	8M1377 __	8M1387 __	
Ersatzeinlegesohle	hellblau	36 – 47	1			8M0345 __

\*Bei Bestellung bitte die Artikel-Nummer um die Größe ergänzen.

